

**ERGONOMIA**
**MUÑEQUERA REF. 850**


Muñequera elástica con tensor de acción térmica.

Indicaciones: Traumatismos de la muñeca y de la mano, tendinitis. Dolores agudos y crónicos de la muñeca.

Talla Única.

Código: **SZFAT850**

**MUÑEQUERA REF. 855**


Muñequera con soporte de pulgar elástica de acción térmica. Se adapta a ambas manos.

Indicaciones: Traumatismos de la muñeca y de la mano, tendinitis. Dolores agudos y crónicos de la muñeca. Dolores reumáticos.

Talla Única.

Código: **SZFAT855**

**MUÑEQUERA RÍGIDA REF. 857-858**


Muñequera con soporte interior rígido ergonómico de aluminio. Inmovilizador de la muñeca. No delimita el movimiento de los dedos. Con tensores de cierre velcro regulables.

Indicaciones: Dolores agudos y crónicos de la muñeca. Traumatismos de la muñeca y la mano. Dolores reumáticos-Tendinitis.

Talla: P,M,G,EG.

M. Derecha:

**SZFAT857 + talla**

M. Izquierda:

**SZFAT858 + talla**

Tallas: Se mide el perímetro de la muñeca. P (13-16 cm.), M (16-19 cm.), G (19-22 cm.), EG (22-25 cm.)

**CODERA REF. 851**


Codera elástica con tensor regulable antivibraciones de acción térmica.

Indicaciones: Dolor de codo en general. Bursitis. Dolores reumáticos. Epicondilitis.

Tallas: Se mide el perímetro del antebrazo en la parte mas ancha. P (23-25 cm.), M (26-29 cm.), G (30-32 cm.), EG (33-35 cm.)

Talla: P,M,G,EG.

Código:

**SZFAT851 + talla**

**RODILLERA REF. 852**


Rodillera con ballenas laterales y tensor de posicionamiento de acción térmica.

Indicaciones: Dolor agudos de rodilla y su entorno. Artritis. Bursitis. Condromalacia. Inflamaciones del tendón y la inserción muscular.

Tallas: Se mide el perímetro en el centro de la rodilla. P (30-33 cm.), M (34-37 cm.), G (38-41 cm.), EG (42-45 cm.)

Talla: P,M,G,EG.

Código:

**SZFAT852 + talla**

**RODILLERA REF. 856**


Rodillera con ballenas laterales y tensor de posicionamiento, con abertura frontal.

Indicaciones: Dolor agudos de rodilla y su entorno. Artritis. Bursitis. Condromalacia. Inflamaciones del tendón y la inserción muscular. Rehabilitación postquirúrgica o postraumática.

Tallas: Se mide el perímetro en el centro de la rodilla. P (30-33 cm.), M (34-37 cm.), G (38-41 cm.), EG (42-45 cm.)

Talla: P,M,G,EG.

Código:

**SZFAT856 + talla**

**MUSLERA REF. 853**


Muslera elástica de acción térmica.

Indicaciones: Dolor agudos y crónicos del muslo. Lesiones de tendones. Rehabilitación muscular o de tendones.

Tallas: Se mide el perímetro del muslo en la parte más ancha. P (40-45 cm.), M (46-51 cm.), G (52-57 cm.), EG (58-63 cm.)

Talla: P,M,G,EG.

Código:

**SZFAT853 + talla**

**TOBILLERA REF. 854**


Tobillera elástica de acción térmica.

Indicaciones: Dolor agudos y crónicos del tobillo. Rehabilitación después de esguinces y lesiones. Dolores reumáticos.

Tallas: Se mide el perímetro de la pierna por encima del tobillo. P (18-20 cm.), M (21-23 cm.), G (24-26 cm.), EG (27-29 cm.)

Talla: P,M,G,EG.

Código:

**SZFAT854 + talla**

**ERGONOMIA**
**FAJA TURBO MASTER REF. 800**


Faja polivalente para todo tipo de actividades. Soporte medio. Confeccionado en tejido termoterapéutico multielástico que garantiza una sujeción confortable. Mejora el rendimiento mecánico muscular. Previene y alivia lesiones. Cierre regulable. Utilizable interior y exteriormente.

Talla Única.

Indicaciones: Dolor de riñones, lumbago, lesiones en músculos de espalda.

Código:  
**SZFAT800**

**FAJA TURBO PLUS REF. 825**


Faja soporte abdominal dorsal. Confeccionado en tejido termoterapéutico multielástico que garantiza una sujeción confortable. Mejora el rendimiento mecánico muscular. Previene y alivia lesiones. Cierre regulable. Utilizable interior y exteriormente. Cierre regulable con sujeción lumbo-abdominal.

Talla: P,M,G,EG.

Indicaciones: Dolor de riñones, lumbago, lesiones en músculos de espalda.

Código:  
**SZFAT825 + talla**

**FAJA TURBO TRACK REF. 835**


Faja fabricada en tejido transpirable (TRACK AIR). Aporta, gracias a su concepto de fabricación, una doble tracción regulable que permite gran contención y confort. Provista de ballenas de acero flexibles.

Talla: P,M,G,EG.

Indicaciones: Traumatismos profesionales. Prevención y tratamiento de problemas lumbares.

Código:  
**SZFAT835 + talla**

**FAJA TURBO TRACK REF. 836**


Faja "con tirantes" fabricada en tejido transpirable (TRACK AIR). Aporta, gracias a su concepto de fabricación, una doble tracción regulable que permite gran contención y confort. Provista de ballenas de acero flexibles.

Talla: P,M,G,EG.

Indicaciones: Traumatismos profesionales. Prevención y tratamiento de problemas lumbares.

Código:  
**SZFAT836 + talla**

**FAJA TURBO TRACK REF. 837**


Faja "fluor con tirantes" fabricada en tejido transpirable (TRACK AIR). Aporta, gracias a su concepto de fabricación, una doble tracción regulable que permite gran contención y confort. Provista de ballenas de acero flexibles.

Talla: P,M,G,EG.

Indicaciones: Traumatismos profesionales. Prevención y tratamiento de problemas lumbares.

Código:  
**SZFAT837 + talla**

**FAJA TURBO FRESH REF. 839-840**


Faja fabricada en tejido supertranspirable (FRESH AIR). Aporta, gracias a su concepto de fabricación, una doble tracción regulable que permite gran contención y confort. Provista de ballenas de acero flexibles, con doble refuerzo lumbar cruzado de alta contención.

Talla: P,M,G,EG.

Sistema exclusivo de ventilación. Se sirve con y sin tirantes.

Sin tirantes:  
**SZFAT839 + talla**  
Con tirantes:  
**SZFAT840 + talla**

**FAJA TURBO BASIC REF. 842-843**


Faja con cierre regulable. Debe utilizarse encima de la ropa. Faja rígida de tensión variable. Con ballenas dorsales.

Talla: Única.  
Sin tirantes:  
**SZFAT842**  
Con tirantes:  
**SZFAT843**

Indicaciones: Traumatismos profesionales. Prevención y tratamiento de problemas lumbares.

Disponible con y sin tirantes.

**FAJA TURBO HARD REF. 845**


Faja antivibratoria con cierre regulable. Debe utilizarse encima de la ropa. Faja rígida de alta contención de tensión variable.

Talla: P,M,G,EG,EEG.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de problemas lumbares. Traumatismos profesionales.

Código:  
**SZFAT845 + talla**